



Prothèses faites sur mesure pour l'utilisation d'une palme


Les palmes montrées ci-dessous (1, 2 et 3) sont positionnées au niveau du genou ou juste sous celui-ci. La personne amputée contrôle ainsi plus facilement sa palme avec son membre résiduel et se fatigue moins vite. En effet, en optant pour une prothèse courte plutôt que pleine longueur, on réduit son poids ainsi que sa résistance dans l'eau.



Une fois sur le bord de la piscine, cette personne amputée sous le genou enfile sa prothèse faite sur mesure pour l'utilisation d'une palme.



Cet amputé retire rapidement sa prothèse pour la marche, qui contient une emboîture interne spéciale faite sur mesure sur laquelle une palme peut être enfilée.



Voici une emboîture faite sur mesure pour une désarticulation du genou, avec une palme intégrée. La palme se trouve donc au niveau du genou.

Cette personne amputée sous le genou a une emboîture spéciale sur laquelle elle peut marcher avant d'y mettre une palme pour aller nager.

