



Aides pour jouer aux quilles

Les personnes amputées d'un membre supérieur peuvent utiliser l'appareil montré ci-dessous pour tenir et lancer la boule de quilles. Il fonctionne à l'aide d'un système de compression de ressort. L'embout expansible augmente de volume afin de retenir la boule. Pour la libérer au moment voulu, la personne amputée opère de la même façon qu'elle le ferait avec un crochet standard. L'embout de néoprène offre une grande résistance à la traction ainsi qu'une bonne flexibilité, permettant à la personne amputée de bien contrôler la boule.

Avec l'aide d'une rampe (ou glissière), la personne amputée peut facilement faire rouler la boule vers les quilles. Il suffit d'aligner la rampe en direction des quilles puis de donner une légère poussée à la boule, ce qui peut être fait en position assise ou debout. On peut assembler soi-même cet appareil.

